

CHINA INSPECTION AND QUARANTINE

中国检验检疫

全国“百强报刊”

2015年 2 月号

每月5日出版 总第405期

封面话题

同线同标, 让企业尝到甜头



ISSN 1002-4689

12 >



国际统一刊号: ISSN 1002-4689

国内统一刊号: CN11-4061/F

万方数据

▶ 有态度 ATTITUDE

▶ 有温度 TEMPERATURE

▶ 有深度 DEEP

主管：国家质量监督检验检疫总局
主办：中国质检报刊社
出版：中国检验检疫编辑部

出版人：刘洪生

主任/主编：李彦涛 电话：010-65936570
客座策划：张启甲
江苏首席代表：李正法
宁波首席代表：潘明
山东首席代表：刘炳军
编辑：李健 电话：010-84636699转3212
编辑：冯海秀 电话：010-84636699转3212
发行：魏航 电话：010-84649544
传真：010-84636699转3215
排版：魏荣英 电话：010-84636699转3216
版式：杜君

投稿邮箱：ciq95777@sina.com

本刊地址：北京市朝阳区育慧南路3号

邮编：100029

法律顾问：北京市微明律师事务所律师赵俊彪

印刷：北京博海升彩色印刷有限公司

广告经营许可证：京朝工商广字第0072号

开户行：中国工商银行北京和平街支行

户名：中国质检报刊社

账号：0200205319200003517

定价：17元

发行范围：国内外公开发行

部分图片提供：(c) IMAGEMORE Co., Ltd

本刊刊登文章的文字、图片、网络、电子版版权为中国质检报刊社所有。未经书面许可，不得转载。如发现印装质量问题，请与本刊发行联系退换。

《中国检验检疫》杂志微信
公众号：chinaciq2015，扫描
二维码关注我们。



北京市微明律师事务所
电话：010-64433855 传真：010-64433896
邮箱：zhaojunbiaohit@163.com
为客户提供个性化、专业化的法律服务

目录/CONTENTS

06 时 讯 INFORMATION

08 行一带一路 看检验检疫 THE BIG PROJECT

- 大美新疆 “一带一路”迎风舞
积极投身经济带核心区建设 新 雯
- 伊犁农食产品——
入围示范区 品牌响起来 高 云 崔盛杰
- 伊犁酵母——
上榜AA名单 产业强起来 崔盛杰 苏苗苗
- 借“丝路”东风资源滚滚入国门 麻卫亮 岳 宁
- 平行进口汽车“驶入”新疆 魏 宁 刘新星

20 案 坊 CASE STUDY

- 南沙查获 4475 双假名牌皮鞋 刘科峰

22 封面话题 COVER THE TOPIC

- 一个标准两个市场，以外促内推动出口食品企业转型升级——
同线同标，让企业尝到甜头 张艺兵 张春新

26 论 坛 OPINION

- 践行“三严三实” 推进“四个全面” 张 汀
- 严以用权 守住权力底线 邹兴伟
- 从“严”要求 从“实”作为 邢晓红
- 践行“三严三实” 做好三篇文章 常福金
- 践行“三严三实” 勇于担当实干 刘勤学

32 特别策划 SPECIAL APPROACH

- 烟台检验检疫局——
“严”字为纲强基 “实”字为尺创业 韩 明 孙伟东 修晓伟

36 我身边的摄影人 PHOTOGRAPHY

- 王细东：末代窑工记录者 王珂珊



P9



P36

40 新常态 新作为——燕赵回响

廊坊检验检疫局——

擦亮家具出口国际名片

张保国

44 在基层 AT THE GRASSROOTS

武陵山片区发展该瞄准开放型农业

谢建军

基层检验检疫机构如何适应新常态

贾明贵

入境人用生物制品如何有效执法监管

常晓松 赵卫权 王志杰

市场采购出口木制品可集中监管

李莹 李文青 周璐

传统玩具行业该如何提质升级

高亦兵 赵扬 周国权

检验检疫行政处罚应制定裁量基准制度

李连鹏

信息宣传管理也可“智能化”

王明鑑 才学韬 郭曙超

应构建“多局如一局”通关一体化

杜珏

干部人事档案管理要迈向信息化

何群 肖斌

“进口直通”模式真正让企业“少跑路”

叶建峰 卢军锋 廖毅松

出境木质包装应建立口岸管控机制

黄见超

“前伸后移”管好进口大宗货物

徐贵生 丁洪涛 刘杰

南通外贸企业搭乘通关“快车道”

刘斌

服务经济发展找准定位是关键

曾竹萍

信息化技术刷新监管体系

李振宇 屈夏明

科技点亮信息化建设道路

廖植飏

进口粮食监管模式可推行“两全一管”

余霞

HACCP体系管理也需“大道至简”

彭云霞 童力刚

80 随笔 ESSAY

我的2015


魏珊

荣获2008年GIT Innovation
Award全球工业技术创新大奖



Your Lab, Our Tech

THE NEXT GENERATION MICROWAVE DIGESTION SYSTEM!



UltraWAVE 超级微波化学平台

- UltraWAVE 采用革新性的预加压单反应室微波消解技术
- 同一批次消解不同种类的样品
- 普通试管即可作为消解罐，无需专门的消解罐等耗材
- 280°C超高的操作温度
- 200bar超高的工作压力
- 15g的单个超大样品消解量
- 1-4ml的最小加酸量，无需漫长的赶酸过程
- 采用循环水冷却，5min就可降至室温
- 普通微波3-5倍以上的工作效率

了解更多产品，请查阅：www.labtechgroup.com

或发邮件：labtech@labtechgroup.com

或请致电：010-80486450/1/2/3/4（总部）400-070-8778（客服）

莱伯泰科有限公司

北京 • 沈阳 • 上海 • 南京 • 郑州 • 济南 • 长沙 • 武汉 • 广州 • 成都 • 乌鲁木齐 • 西安 • 兰州 • 香港
万方数据

